



## Zařízení pro oftalmologii MFS PHACO-MED Číslo materiálu: Na požádání


### Vlastnosti výrobků

- Pedál (vertikálně a horizontálně) s proporcionálním výstupem
- 4 kolébkové spínače, každý se dvěma spínacími funkcemi
- Programovatelní spínací body pro dobrou zpětnou vazbu
- Intuitivní a velice precizní využitelnost
- Wireless signal transmission via steute wireless SW2.4LE-MED (optional)

### Poznámky

- Fotka ukazuje volitelné příslušenství

### Rozměry



### Technická data

#### Použité normy

IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC 60529

#### Pouzdro

termoplast, odolnost proti nárazu

#### Kolébkový spínač

robustní silikon s osvědčeným OP

#### Krytí

IPX8 (IEC/EN 60529)

#### Systém spínání

Kolébkový spínač: 8 spínací funkce

Pedál: s proporcionálním výstupem, horizontálně:  $-10^{\circ}$ ...  $0$  ...  $10^{\circ}$   
+/-  $2^{\circ}$ , vertikálně:  $0$  ...  $15^{\circ}$  +/-  $1^{\circ}$

#### Mechanická životnost

Kolébkový spínač: > 250 000 operací

Pedál: > 1 milion operací

#### Připojení

2 m cable, other lengths optionally available

#### Spínací napětí

maks. 25 VAC / 60 VDC

#### Spínací proud

maks. 1 A

#### Jmenovitý spínací výkon

maks. 20 VA

Omyly a technické zmeny vyhrazeny.