



Medizinischer SMF Funk-Fußschalter MKF 2 SMF2.4-MED GP211 Artikel-Nr.: auf Anfrage

Produktmerkmale




- Kabellose Signalübertragung per steute Wireless SMF2.4-MED
- Transparente Datenübertragung mit servicebasiertem Ansatz
- Cybersecurity von Anfang an mitgedacht
- Stromversorgung durch 3 handelsübliche Batterien, Typ C
- Typische Betriebsdauer der Batterien: bis zu zwei Jahre
- Mit Backup-Kabel
- Batteriefach von Hand zu öffnen
- Zusätzliche Taster für mehr Funktionalität möglich
- Klappbarer Edelstahl-Bügel möglich

Hinweise

- Abbildung zeigt optionales Zubehör.

Maßzeichnung



Allgemeine technische Daten

Angewandte Normen

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC 62304,
IEC 60529, ETSI EN 301 489-17

Pedal

Thermoplast, schlagfest, selbstverlöschend UL 94 V-0/V-2

Konsole

Thermoplast, schlagfest, selbstverlöschend UL 94 V-0,
Pantone Cool Gray 1C

Antenne

interne Antenne

Schutzart

IPX8 (IEC/EN 60529)

Schaltelemente

Mikroschalter

Schaltssystem

2 Schließer

Schnittstellen

RS232

Mech. Lebensdauer

> 1 Million Schaltspiele

Konformität

Global: cCSAus IEC 60601-1, -1-2, -2-22, -2-43

Europa: CE EN 300 328; EN 62479

USA: FCC, Part 15C, Identifier: XK5-SMF241

Kanada: IC RSS-247, Identifier: 5158A-SMF241

Funktechnologie

Frequenz

ISM 2,4 GHz Band

Kanalbandbreite

2 MHz

Modulationsart

GFSK, Adaptives Frequenzhopping auf 40 Kanälen

Ausgangsleistung

0 dBm - 7,5 dBm

Eingangsempfindlichkeit

-91 dBm

HF-Datenrate

2 Mbps

Reichweite

max. 30 m

Spannungsversorgung

Spannungsquelle

3 handelsübliche Batterien, Typ C

Batterielebensdauer

max. 2 Jahre

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.



Medizinischer SMF Funk-Fußschalter
MKF 2 SMF2.4-MED GP211
Artikel-Nr.: auf Anfrage

Hinweis

- Da dieser Artikel eine Komponente eines Medizinproduktes ist, kann dieser nur zusammen mit dem Gesamtsystem des Kunden bewertet werden. Somit erfolgt die Konformitätsbewertung gemäß Medical Device Regulation (MDR 2017/745) beim Kunden. steute kann im Auftrag des Kunden ein CE-Zeichen mit der 4-stelligen Nr. der benannten Stelle des Kunden aufbringen.