



Medical SMF wireless foot switch MKF 2 SMF2.4-MED GP211 Nº de artículo: bajo demanda

Características del producto




- Transmisión de señales inalámbrica mediante steute Wireless SMF2.4-MED
- Alimentación de corriente mediante 3 pilas convencionales (tipo C)
- Vida útil típica de batería: hasta 2 años
- Compartimento de pilas de abertura manual
- Posibilidad de pulsadores adicionales para una mayor funcionalidad
- Posibilidad de arco plegable de acero inoxidable
- Transparent data transfer with service-based approach
- Cybersecurity by design from the outset
- With back-up cable

Notas

- La ilustración muestra accesorios opcionales.

Dibujo de medidas



Datos técnicos generales

Normas aplicadas

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC 62304, IEC 60529, ETSI EN 301 489-17

Pedal

termoplástico, resistente a golpes, autoextinguible UL 94 V-0/ V-2

Consola

termoplástico, resistente a golpes, autoextinguible UL 94 V-0, Pantone Cool Gray 1C

Antena

antena interna

Grado de protección

IPX8 (IEC/EN 60529)

Elementos de conmutación

microinterruptor

Sistema de conmutación

2 NO contact

Interfaz

RS232

Vida útil mecánica

> 1 millón de ciclos de conmutación

Conformidad

Mundial: cCSAus IEC 60601-1, -1-2, -2-22, -2-43

Europa: CE EN 300 328; EN 62479

USA: FCC, Part 15C, Identifier: XK5-SMF241

Canadá: IC RSS-247, Identifier: 5158A-SMF241

Tecnología inalámbrica

Frecuencia

ISM 2.4 GHz band

Ancho de banda del canal

2 MHz

Tipo de modulación

PRFV, salto de frecuencia adaptativo en 40 canales

Potencia de salida

0 dBm - 7,5 dBm

Sensibilidad de entrada

-91 dBm

Velocidad de transferencia de datos AF

2 Mbps

Alcance

máx. 30 m

Salvo errores y modificaciones técnicas.



Medical SMF wireless foot switch
MKF 2 SMF2.4-MED GP211
Nº de artículo: bajo demanda

Tensión de alimentación

Fuente de tensión

3 pilas convencionales (tipo C)

Vida útil de batería

max. 2 years

Nota

- Puesto que este artículo es un componente de un dispositivo médico, solo puede valorarse junto con el sistema global del cliente. Por tanto, la valoración de la conformidad se realiza con arreglo al Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR 2017/745) en el cliente. Bajo petición del cliente, steute puede fijar un distintivo CE con el número de 4 posiciones del organismo designado del cliente.