



Medical SMF wireless foot switch MKF 3 SMF2.4-MED GP311 Cod. art.: Su richiesta

Caratteristiche del prodotto




- Trasmissione wireless del segnale tramite wireless steute SMF2.4-MED
- Alimentazione mediante 3 batterie standard disponibili sul mercato, tipo AA
- Durata tipica della batteria: più di 1 anno
- Il vano batteria può essere aperto manualmente
- Pulsanti aggiuntivi per ulteriori funzionalità (opzionali)
- Staffa di trasporto pieghevole in acciaio inox (opzionale)
- Transparent data transfer with service-based approach
- Cybersecurity by design from the outset
- With back-up cable

Note

- La foto mostra accessori opzionali.

Dimensioni



Dati tecnici generali

Norme applicate

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC 62304, IEC 60529, ETSI EN 301 489-17

Pedale

termoplastica, antiurto, autoestinguente UL 94 V-0/V-2

Console

termoplastica, antiurto, autoestinguente UL 94 V-0, Pantone Cool Gray 1C

Antenna

antenna interna

Grado di protezione

IPX8 (IEC/EN 60529)

Elementi di commutazione

microinterruttore

Sistema di commutazione

2 NO contact

Interfaccia

RS232

Durata meccanica

> 1 milione di manovre

Conformità

Globale: cCSAus IEC 60601-1, -1-2, -2-22, -2-43

Europa: CE EN 300 328; EN 62479

USA: FCC, Part 15C, Identifier: XK5-SMF241

Canada: IC RSS-247, Identifier: 5158A-SMF241

Tecnologia wireless

Frequenza

ISM 2.4 GHz band

Larghezza di banda del canale

2 MHz

Tipo di modulazione

GFSK, salto di frequenza adattivo di 40 canali

Potenza in uscita

0 dBm - 7,5 dBm

Sensibilità in ingresso

-91 dBm

HF velocità di trasmissione dati

2 Mbps

Raggio d'azione

max. 30 m

Con riserva di errori e modifiche tecniche.



Medical SMF wireless foot switch
MKF 3 SMF2.4-MED GP311
Cod. art.: Su richiesta

Alimentazione

Fonte di alimentazione

3 batterie standard disponibili sul mercato, tipo AA

Durata della batteria

> 1 year

Indicazione

- Poiché questo articolo è parte di un prodotto medicale, può essere valutato esclusivamente insieme all'intero sistema del cliente. Per questo motivo, la certificazione di conformità secondo il Regolamento Dispositivi Medici (MDR 2017/745) può essere effettuata soltanto dal cliente. Su richiesta, steute può applicare un marchio CE con il numero a 4 cifre dell'organismo notificato del cliente.