

Medical SMF wireless foot switch

MKF 2 SMF2.4-MED GP211

製品番号：お問い合わせください

製品の特長




- ・ シュートイテワイヤレスSMF2.4-MEDで、ワイヤレス信号を送信
- ・ 市販の3電池による電源供給、タイプC
- ・ バッテリー収納部は、手で開けられます
- ・ オプションでボタンを複数追加し、機能を増やせます
- ・ オプションで折り畳み可能なステンレスキャリアハンドルを付けられます
- ・ Transparent data transfer with service-based approach
- ・ Cybersecurity by design from the outset
- ・ Typical battery life: up to 2 years
- ・ With back-up cable

備考

- ・ 写真はオプションの付属品を含みます。

図面



一般的技術データ

適用規格

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC 62304, IEC 60529, ETSI EN 301 489-17

ペダル

熱可塑性, 耐衝撃, 自己償却 UL 94 V-0/V-2

コンソール

熱可塑性, 耐衝撃, 自己償却 UL 94 V-0, Pantone Cool Gray 1C

アンテナ

内部アンテナ

保護等級

IPX8 (IEC/EN 60529)

切替構成

マイクロスイッチ

切替機構

2 NO contact

インターフェース

RS232

機械的寿命

> 100万回操作

準拠

グローバル: cCSAus IEC 60601-1, -1-2, -2-22, -2-43

ヨーロッパ: CE EN 300 328; EN 62479

アメリカ合衆国: FCC, Part 15C, Identifier: XK5-SMF241

カナダ: IC RSS-247, Identifier: 5158A-SMF241

無線技術

通信周波数

ISM 2.4 GHz band

チャンネル帯域幅

2 MHz

変調方式

GFSK、40チャンネルの適応周波数ホッピング

出力

0 dBm - 7.5 dBm

入力感度

-91 dBm

HFデータレート

2 Mbps

通信距離

最大 30 m

誤りおよび記載漏れを除く。



Medical SMF wireless foot switch

MKF 2 SMF2.4-MED GP211

製品番号： お問い合わせください

供給電源

電圧源

市販の3電池, タイプC

バッテリー寿命

max. 2 years

備考

- ・ この製品は医療製品の構成部品であるため、お客様のシステム全体でのみ評価できます。したがって、医療機器規制（MDR 2017/745）に従った適合性評価が客先で行われます。ご要望があれば、シュトイテはお客様に代わって、お客様の通知機関の4桁の番号でCEマーキングを付けることができます。