



Medical SMF wireless foot switch MKF 2 SMF2.4-MED GP211 재료 번호: 요청에 따라

제품 특징




- 스틸 무선 SMF2.4-MED를 통한 무선 신호 전송
- C타입 배터리 3개로 전원 공급
- 배터리 칸은 손으로 열 수 있습니다
- 추가 기능을 위한 추가 푸시 버튼(옵션)
- 접을 수 있는 스테인리스 스틸 운반 손잡이 (옵션)
- Transparent data transfer with service-based approach
- Cybersecurity by design from the outset
- Typical battery life: up to 2 years
- With back-up cable

노트

- 사진은 옵션 액세서리입니다

치수



일반 기술 데이터

적용된 표준

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC 62304,
IEC 60529, ETSI EN 301 489-17

폐달

열가소성의, 열점성의, 충격완화, 자가소멸 UL 94 V-0/V-2

하우징

열가소성의, 열점성의, 충격완화, 자가소멸 UL 94 V-0, Pantone Cool
Gray 1C

안테나

내부 안테나

보호 등급

IPX8 (IEC/EN 60529)

스위칭 소자

마이크로 스위치

스위칭 시스템

2 NO contact

Interfaces

RS232

기계 수명

백만회 초과 동작

적합성

글로벌: cCSAus IEC 60601-1, -1-2, -2-22, -2-43

유럽: CE EN 300 328; EN 62479

미국: FCC, Part 15C, Identifier: XK5-SMF241

캐나다: IC RSS-247, Identifier: 5158A-SMF241

무선 기술

주파수

ISM 2.4 GHz band

채널 대역폭

2 MHz

변조 원리

GFSK, 40채널의 적응형 주파수 호핑

출력 파워

0 dBm - 7.5 dBm

입력감도

-91 dBm

HF 데이터 속도

2 Mbps

무선 범위

최대. 30 m

전압 공급

전압 소스

상용 배터리 3개, 타입 C

Battery life

max. 2 years

오류 및 누락은 제외됩니다.



Medical SMF wireless foot switch
MKF 2 SMF2.4-MED GP211
재료 번호: 요청에 따라

참고

- 이 기사는 의료 제품의 일부이므로 전체 시스템과 결합하여만 검증할 수 있습니다. 따라서 의료 기기 규정 (MDR 2017/745)에 대한 적합성 증명은 시스템을 마케팅하는 고객만이 처리할 수 있습니다. 고객의 요청에 따라 스토이테는 CE 마크에 해당 통보 기관의 4자리 번호를 붙일 수 있습니다.