



Medical SMF wireless foot switch MKF 3 SMF2.4-MED GP311 Artikelnr.: op aanvraag

Productkenmerken




- Draadloze signaaloverdracht per steute Wireless SMF2.4-MED
- Voeding door 3 reguliere batterijen, type AA
- Typische levensduur batterij: meer dan 1 jaar
- Batterijvakje kan met de hand worden geopend
- Extra knoppen voor meer functionaliteit mogelijk
- Opklapbare roestvrijstalen beugel mogelijk
- Transparent data transfer with service-based approach
- Cybersecurity by design from the outset
- With back-up cable

Opmerkingen

- De afbeelding laat optionele accessoires zien.

Dimensies



Algemene technische gegevens

Toegepaste normen

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC 62304,
IEC 60529, ETSI EN 301 489-17

Pedaal

thermoplast, schokbestendig, zelfdovend UL 94 V-0/V-2

Console

thermoplast, schokbestendig, zelfdovend UL 94 V-0, Pantone
Cool Gray 1C

Antenne

interne antenne

Beveiligingsgraad

IPX8 (IEC/EN 60529)

Schakelementen

microschakelaar

Schakelsysteem

2 NO contact

Interfaces

RS232

Mech. levensduur

> 1 miljoen schakelingen

Naleving

Wereldwijd: cCSAus IEC 60601-1, -1-2, -2-22, -2-43

Europa: CE EN 300 328; EN 62479

Verenigde Staten: FCC, Part 15C, Identifier: XK5-SMF241

Canada: IC RSS-247, Identifier: 5158A-SMF241

Draadloze technologie

Frequentie

ISM 2.4 GHz band

Kanaalbandbreedte

2 MHz

Modulatietype

GFSK, adaptief frequentiehoppfen op 40 kanalen

Uitgangsvermogen

0 dBm - 7,5 dBm

Ingangsgevoeligheid

-91 dBm

HF-gegevenssnelheid

2 Mbps

Reikwijdte

max. 30 m

Voeding

Spanningsbron

3 commercially available batteries, type AA

Levensduur batterij

> 1 year

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.



Medical SMF wireless foot switch
MKF 3 SMF2.4-MED GP311
Artikelnr.: op aanvraag

Opmerking

- Aangezien dit artikel een onderdeel is van een medisch apparaat, kan het alleen samen met het totale systeem van de klant worden beoordeeld. Zo wordt de conformiteitsbeoordeling volgens de Medical Device Regulation (MDR 2017/745) bij de klant uitgevoerd. steute kan namens de klant een CE-markering aanbrengen met het 4-cijferige nummer van de aangemelde instantie van de klant.