



Voetschakelaar voor de oogheekkunde MFS PHACO-MED Materiaal-nr.: op aanvraag


Productkenmerken

- Pedaal verticaal en horizontaal met proportioneel uitgangssignaal
- 4 tuimelschakelaars, elk met 2 schakelfuncties
- Programmeerbare rempunten voor tactiele feedback
- Intuïtief en zeer nauwkeurig bedienbaar
- Draadloze signaaloverdracht per steute wireless SW2.4LE-MED mogelijk

Opmerkingen

- De afbeelding laat optionele accessoires zien

Dimensies



Technische gegevens

Toegepaste normen

IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC 60529

Behuizing

thermoplast, schokbestendig

Tuimelschakelaar

robuust, voor operatiekamer goedgekeurd silicium

Beveiligingsgraad

IPX8 (IEC/EN 60529)

Schakelsysteem

Tuimelschakelaar: 8 schakelfuncties

Pedaal: met proportioneel uitgangssignaal, horizontaal: -10°... 0 ... 10° +/- 2°, verticaal: 0 ... 15° +/- 1°

Mech. levensduur

Tuimelschakelaar: > 250 000 schakelingen

Pedaal: > 1 miljoen schakelingen

Aansluittype

2 m aansluitkabel, optioneel andere kabellengtes leverbaar

Schakelspanning

max. 25 VAC / 60 VDC

Inschakelstroom

max. 1 A

Schakelvermogen

max. 20 VA

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.