



Medical SMF wireless foot switch MKF 3 SMF2.4-MED GP311 Número do artigo: Sob consulta

Características dos produtos




- Transmissão de sinal wireless via steute wireless SMF2.4-MED
- Alimentação por 3 baterias comercialmente disponíveis, tipo AA
- Vida útil típica da bateria: mais de 1 ano
- Compartimento de bateria pode ser aberto manualmente
- Botões adicionais para funcionalidade extra (opcional)
- Alça de transporte dobrável em aço inoxidável (opcional)
- Transparent data transfer with service-based approach
- Cybersecurity by design from the outset
- With back-up cable

Notas

- A foto mostra acessórios opcionais.

Desenho com dimensões



Dados técnicos gerais

Normas aplicáveis

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC 62304,
IEC 60529, ETSI EN 301 489-17

Pedal

termoplástico, resistente a impacto, auto-extinguível UL 94
V-0/V-2

Console

termoplástico, resistente a impacto, auto-extinguível UL 94
V-0, Pantone Cool Gray 1C

Antena

antena interna

Grau de proteção

IPX8 (IEC/EN 60529)

Elementos de comutação

micro chave

Sistema de comutação

2 NO contact

Interface

RS232

Durabilidade mecânica

> 1 milhão de operações

Conformidade

Global: cCSAus IEC 60601-1, -1-2, -2-22, -2-43

Europa: CE EN 300 328; EN 62479

EUA: FCC, Part 15C, Identifier: XK5-SMF241

Canadá: IC RSS-247, Identifier: 5158A-SMF241

Tecnologia de rádio

Frequência

ISM 2.4 GHz band

Amplitude da banda

2 MHz

Tipo de modulação

GFSK, salto de frequência adaptável de 40 canais

Potência de saída

0 dBm - 7,5 dBm

Sensibilidade da entrada

-91 dBm

Taxa de dados HF

2 Mbps

Alcance

máx. 30 m

Suprimento de energia

Fonte de energia

3 baterias comercialmente disponíveis, tipo AA

Vida útil da bateria

> 1 year

Ressalvadas erratas e alterações técnicas.



Medical SMF wireless foot switch
MKF 3 SMF2.4-MED GP311
Número do artigo: Sob consulta

Nota

- Como este artigo faz parte de um produto médico, ele só pode ser validado em combinação com o sistema geral. A prova de conformidade com o Regulamento de Dispositivos Médicos (MDR 2017/745), portanto, só pode ser tratada pelo cliente que comercializa o sistema. A pedido do cliente, a steute pode afixar uma marca CE com o número de 4 dígitos do organismo notificado apropriado.