



## Pedal MED para oftalmologia MFS PHACO-MED Número de item: Sob consulta


### Características dos produtos

- Pedal vertical e horizontal ambos com sinal de saída proporcional
- 4 chaves basculantes com 2 funções de chaveamento cada
- Pontos de parada programáveis for tactile feedback
- Operabilidade intuitiva e altamente precisa
- Wireless signal transmission via steute wireless SW2.4LE-MED (optional)

#### Notas

- A foto mostra acessórios opcionais

### Desenho com dimensões



### Dados técnicos

#### Normas aplicáveis

IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC 60529

#### Invólucro

termoplástico, resistente a impacto

#### Chave seletora

silicone robusto e aprovado para centro cirúrgico

#### Grau de proteção

IPX8 (IEC/EN 60529)

#### Sistema de comutação

Chave seletora: 8 funções de chaveamento

Pedal: com sinal de saída proporcional, horizontal: -10°... 0 ... 10° +/- 2°, vertical: 0 ... 15° +/- 1°

#### Durabilidade mecânica

Chave seletora: > 250 000 de operações

Pedal: > 1 milhão de operações

#### Conexão

Cabo de 2 metros, outros comprimentos opcionalmente

#### Tensão de comutação

máx. 25 VAC / 60 VDC

#### Corrente de atuação

máx. 1 A

#### Potência de comutação

máx. 20 VA

Ressalvadas erratas e alterações técnicas.