



## Oftalmoloji ayak şalterleri MFS PHACO-MED Malzeme No.: istek üzerine



### Ürün özellikleri

- Dikey ve yatay pedal, proporsiyonel çıkis sinyalli
- 4 Basma Butonlu Anahtar, her biri 2 anahtarlama işlevli
- Taktik geri bildirim için programlanabilir fren noktaları
- Hassas ve yüksek kesinlikte kullanım
- Wireless signal transmission via steute wireless SW2.4LE-MED (optional)

### Notlar

- Resim opsiyonel yedek parçaları gösterir

### Ebatlar



### Teknik veriler

#### Uygulamalı normlar

IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC 60529

#### Dış kutu

termoplast, dayanıklı

#### Sallanan Switch

sağlam, ameliyat onaylı silikon

#### Koruma türü

IPX8 (IEC/EN 60529)

#### Şalt sistemi

Sallanan Switch: 8 Şalt fonksiyonu

Pedal: proporsiyonel çıkis sinyalli, yatay: -10°... 0 ... 10° +/- 2°, dikey: 0 ... 15° +/- 1°

#### Mekanik Ömür

Sallanan Switch:  $\geq 250\ 000$  şalt ömrü

Pedal:  $\geq 1\ 000\ 000$  şalt ömrü

#### Bağlantı türü

2 m cable, other lengths optionally available

#### Şalt akımı

max. 25 VAC / 60 VDC

#### Çalıştırma akımı

maks. 1 A

#### Şalt gücü

max. 20 VA